

**KOMPETENT
WASSER SPAREN**

**KI-Verschluss-System
Universal-Verschlüsse**



FÜR ALLE WASSERLOSEN URINALE!



Das Schweizer Original seit 1894

System ERNST®

Kemmler Innovation



KI-Verschluss System

System ERNST®

Telefon: 07 11/ 51 79 98 01

Kemmler Innovation

Universal-Verschlüsse für wasserlose Urinale

Handlings-Probleme mit den verschiedenen Systemen, haben uns dazu veranlasst ein völlig neues, anwenderfreundliches Verschluss-System zu produzieren. **Das einzigartige KI-Ventil-System.**

Es funktioniert auf Membran-Technik. Ein physikalisches Gesetz wird genutzt um fortschrittlich, wasserlose Urinalbecken für Jedermann handelbar zu machen. Die "Atession". (Anziehungskraft zwischen Teilchen unterschiedlicher Stoffe) zwei aneinander liegende Membranen lassen den Urin nur in eine Richtung fließen und verschließen danach den Abfluss luftdicht. Übelriechender Geruch aus den Rohrleitungen kann nicht mehr entweichen. Das "KI-Ventil" funktioniert auch bei unterschiedlichen Druckverhältnissen in den Rohrleitungen. Da die Membranen nur aneinander liegen, können Fremdkörper wie z.B. Haare die Funktion nicht beeinträchtigen. Sie werden einfach mit dem Urin weggespült. Außerdem zeichnet sich das KI-Ventil durch seine lange Standzeit aus. Bei normaler Beanspruchung beträgt diese ca. 8.000 bis 12.000 Benutzungen, bei hoher Beanspruchung sogar bis zu 20.000 Benutzungen. Das bedeutet eine **Ersparnis von ca. 24 m³ bis 60 m³ Wasser** mit nur einem KI-Ventil.

Das KI-System



- 1 Mit dem KI-Serviceschlüssel entfernen und wechseln Sie die verbrauchten KI-Ventile hygienisch und ohne Körperkontakt.
- 2 Der KI-Ring sorgt für angenehmen Duft und pflegt das Ventil.
- 3 Der KI-Adapter passt die Ablauföffnung dem KI-Ventil an.
- 4 Das KI-Ventil sorgt für einen geruchssicheren Verschluss der Rohrleitung auf Membran-Basis. Der Urin fließt ab und die Membrane verschließt den Kanal. Eine Geruchsbildung ist unmöglich. Zur Reinigung benötigen Sie nur noch den mikrobiologischen KI-bioaktiv-Reiniger. Er vernichtet organische Rückstände, Fette und Harnstoffe ohne mechanischen Aufwand.

Artikelübersicht

Art.-Nr. 80101066



KI-Serviceschlüssel
Art.-Nr. 80101066
zum hygienischen Wechsel der Ventile

Art.-Nr. 80101064



KI-Ventil
Art.-Nr. 80101064
für alle Adapter & Grundadapter

Art.-Nr. 80101070



KI-Adapter
Art.-Nr. 80101070
für URIMAT-Systeme

Art.-Nr. 80101068



KI-Adapter
Art.-Nr. 80101068
für ERNST-Urinale

Art.-Nr. 80101067



KI-Adapter
Art.-Nr. 80101067
für ERNST-Rinnen
passt auch in diverse URIMAT-Keramik und URIDAN-Modelle, bitte vorher prüfen!

Art.-Nr. 80101071



KI-Adapter
Art.-Nr. 80101071
für WATERLESS-Systeme

Art.-Nr. 80101076




KI-Adapter
Art.-Nr. 80101076
für URIDAN-Systeme
in 2 Größen erhältlich,
bitte Modell prüfen!

Art.-Nr. 80101075




KI-Distanzring
Art.-Nr. 80101071
für alle Adapter passend


KI-System Einbau / Umrüstung



KI-Adapter zum Verringern der Ablauföffnung einsetzen. Er verbleibt ca. 2-5 Jahre im Urinal. Nur bei ERNST Urinal 5000 und Modell 6000, sowie bei Fremdherstellern notwendig!



KI-Ventil mit **KI-Serviceschlüssel** einschrauben! Hält ca. 8.000 bis 20.000 Benutzungen. Kann bei den ERNST Urinal Modellen KI-ONE, 1000, 7000 und 8000 direkt eingeschraubt werden, kein Adapter notwendig!



Nun ist das System umgerüstet. Nun den **KI-Ring** einsetzen, er pflegt das **KI-Ventil** und sorgt für angenehmen Duft. Für die tägliche Unterhaltsreinigung bitte den grünen **KI-bioaktiv-Reiniger** benutzen!